



MEMO TIV

TIV

Formation Initiale 2 jours

Réactivation : Sans activité : au 31/12 de l'année de formation + 2 ans

Recyclage : Avec Activité : au 31/12 de l'année de formation + 5 ans

Bouteilles (PxV >200bl)

Bouteilles inspectées annuellement dans le respect du cahier des charges

REQUALIFICATION : tous les 6 ans

Autres bouteilles

REQUALIFICATION : tous les 2 ans

Tampons

Inspection Visuelle : 4 ans

REQUALIFICATION : 10 ans

Matériel COREGUA

Le COREGUA peut vous mettre à disposition ce matériel moyennant une caution de 500€

Mesureur à Ultrason

Tampons Filetage bouteilles M25X2

tampon fileté ne rentre pas plus de 3/4 tours

tampon lisse ne rentre pas

Bagues Filetage Robinet M25X2

bague fileté ne rentre pas : pas plus de 3/4 tours

bague lisse ne rentre pas :

Bagues Filetage Insert BSP5/8

bague T rentre

bague Z ne rentre pas

Tampon double Insert BSP5/8

coté Z n'entre pas

coté T n'entre pas